

Maßbestellung



GenuTrain®

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel

Den Umfang bei min. 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f¹ größer ist als 47 cm ist, dann unbedingt den Umfang bei 3/4-tel des Oberschenkels oberhalb der Kniemitte (e) messen.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies

Achtung:

Der Umfangsanstieg von Umfang e zu Umfang f¹ sollte nicht größer als die Strecke von e zu f¹ sein.

c größter Wadenumfang;
(mindestens 12 cm unterhalb Kniemitte)

Die Bandage GenuTrain® Maß wird für eine optimale Passform ausgehend vom eingetragenen Längenmaß e-c automatisch um einen Zentimeter nach unten verlängert.

Maßanfertigung in den Farben titan und natur. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

	Umfang	Länge	Varianten
	f ¹ _____	e-f ¹ _____	Haftband* <input type="checkbox"/> Anziehschlaufen* <input type="checkbox"/> Klettverschluss * oben <input type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/>
	f _____	e-f _____	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>
	e _____		titan <input type="checkbox"/> natur <input type="checkbox"/>
	d _____	e-d _____	männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/>
	c _____	e-c _____	adipös <input type="checkbox"/> muskulös <input type="checkbox"/>
			Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig

Kunden-Nummer _____ Datum _____ Stempel/Unterschrift _____

Kommission _____

Bauerfeind AG Triebeser Straße 16 · 07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. 0800-001 05 20 · Fax 0800-001-05 25
E-Mail info@bauerfeind.com

